

THE CLEVER  
THERAPY

tyromotion



## PABLO® X2

Terapienhet för rehabilitering av patienter med motorisk störning

Pablo är en rehabiliteringsenhet som använder sensorteknik och vars rörelsesensorer gör det möjligt att träna på en specifik, given rörelse i spelvärlden.

När terapeuten har sparat rörelsebanan som ska tränas i programmet, reagerar spelvärlden endast på den givna rörelsebanan och ger omedelbar återkoppling om prestationen.

Genom att använda sensorerna tillsammans kan man förhindra användning av kompensatoriska rörelser i övningarna. Rörelsesensorerna kan fästas med remmar på olika delar av kroppen.

Sensorhandtaget möjliggör träning av handens eller fingrarnas greppkraft, liksom fingrarnas sträckningsförmåga. Programmet innehåller också bedömningsverktyg för greppkraft, olika pincettgrepp, axel-, armbågsleds- och handledsrörelseomfång.

Pablo terapienhet används främst vid neurologisk rehabilitering, men även för andra rehabiliteringsklientgrupper som har funktionsstörning i armens och handens rörelser, i grepp, i noggrannhet eller heltäckande i kroppskontroll och balans.



### Terapienheten inkluderar:

- 1 x PABLO® sensorhandtag
- 2 x PABLO® rörelsesensorer (enkla och snabba att fästa)
- 1 x PABLO® Multiball
- 1 x PABLO® Multiboard
- 1 x PABLO® -laddare
- 2 x Multipad liten
- 1 x Multipad stor
- PABLO® remsats

**fysioline**  
live well.

CE medical device

**tyromotion**